

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY RỬA KHAY VI THỂ

MODEL: STAT FAX 2600

HÃNG SẢN XUẤT: AWARENESS – MỸ

Tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2003, NRTL, CE, NIST



Tổng quan

Máy rửa dải vi giếng và tấm vi giếng có thể chạy độc lập phù hợp để sử dụng với các tấm vi giếng 96 giếng tiêu chuẩn

Máy có thể trộn, ngâm và duy trì thời gian không đổi mặc dù kích thước chạy. Vị trí hút được tối ưu hóa cho từng loại giếng

Hút kép cũng đảm bảo làm rỗng hoàn toàn. Phần mềm tự động điều chỉnh cho các đồ nhựa khác nhau.

Khay mang	Bộ phận chuyển khay giếng cho 8/12 kim hút chấp nhận được các loại đĩa, giếng và khay đựng dạng đáy phẳng, đáy tròn hoặc đáy chữ V
Định dạng kim	Đầu hút và phân phối 8 kim (tùy chọn đầu rửa 12 kim)
Khay đựng plate	Làm bằng tấm thép không gỉ Tấm chắn khí dung acrylic trong suốt
Bình chứa	Bộ bình rửa, bình tráng và bình thải đều có cảm biến mức điện tử trên tất cả các bình (có sẵn tùy chọn 2 bình rửa)

Phần điện tử	
Vi xử lý	Z80, 2.0 MHz
Bộ nhớ	RAM không mất dữ liệu 8K byte, EPROM 32K byte
Màn hình, bàn phím	Màn hình tinh thể lỏng (LCD) 24 ký tự x 2 dòng Bàn phím 4 x 4
Bộ chuyển đổi nguồn	Chuyển đổi nguồn điện có thể lựa chọn (chỉ định 115V hoặc 230V)
Yêu cầu về nguồn điện	110-120V / 220-240V, 50-60Hz
Hiệu suất	
Dur lượng (hút kếp)	- 3 µl mỗi giếng
Độ chính xác phân phối	3% C.V. trên 96 giếng
Độ chính xác phân phối	Thể tích trung bình $\pm$ 3% so với tham chiếu
Lưu trữ	Khoảng 50 chương trình
Tùy chọn	
Đầu rửa 12 kim	Nhựa trắng với 12 cặp ống thép không gỉ
Giá đỡ chai	Giá đỡ chai bằng thép không gỉ để đựng chai rửa, chai tráng và chai thải
Cấu hình cho 4 chai	2 chai có nhãn để rửa, 1 chai tráng và 1 chai thải
Thông số khác	
Nhiệt độ làm việc	18-35 độ C
Độ ẩm	Nhỏ hơn 80%
Cấu hình cung cấp	
Máy chính	01
Kim rửa 8 hàng	01
Tấm chắn khí dung	01
Khay chứa đĩa giếng	01
Bạt che bụi	01
Dây nguồn	01

Bộ bình rửa, tráng, thải	01
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn	01
Hướng dẫn sử dụng	01