

See the future
SIUI

CTS-5500Plus

Hệ thống siêu âm kỹ thuật số
nền mây




CTS-5500Plus

◎ Specification

- Màn hình hình hiển thị LCD: 10-inch
- Hình ảnh nông sâu: Dải quét nông sâu 252mm
- B Gian: 0 đến 100dB
- Dải tần số ứng dụng cho đầu dò 2,5MHz đến 10MHZ
- Hai cổng kết nối đầu dò
- Kết nối USB: 2 cổng
- Bộ nhớ 320G

◎ Feature


- Công nghệ phát chùm tia siêu âm kỹ thuật số
- Công nghệ làm nhu mô hài hoà ảnh
- Chức năng Zoom cho độ nét cao, độ sâu
- Chức năng tự động tối ưu hoá hình ảnh quét
- Ứng dụng thăm khám đầy đủ
- Các thước đo thao tác đơn giản trên bàn phím



Carotid



Hepatorenal section



MSK

SIUI

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.

Add: #77, Jinsha Road, Shantou 515041, Guangdong, China

Tel: +86-754-88250150 Fax: +86-754-88251499

E-mail: siui@siui.com Website: <http://www.siui.com>

Specifications and appearance are subject to change without prior notice.

DCY2.782.EN.CTS-5500Plus_CV/7A01